

HOW TO USE Fentanyl Test Strips

Fentanyl test strips are a safe and easy way to test your drugs for fentanyl to help prevent an overdose.



Fentanyl is a strong fake opioid that is regularly added to drugs like heroin and cocaine.

Test Kit Includes:

Scoop/Stirrer



Cooker



Water Dropper



Test Strip

1 | Prepare drug sample:

Testing powder or pills:




For pills, crush up a piece to test.



Add the powder or crushed pill.



Add about 10 drops of water.




Stir well.

Testing residue:



Add about 10 drops of water in your cooker after you draw the shot and stir well.

2 | Test drug sample:



Dip the test strip in the water and hold for 15 seconds.



Take out the test strip and wait 1-5 minutes until you see one or two lines on the test strip.

3 | Reading the results:




One red line: there is fentanyl



Two red lines: no fentanyl

If there is fentanyl:

- Have naloxone
- Have someone with you and take turns doing test shots
- Go slow, use less



SALT LAKE COUNTY
HEALTH DEPARTMENT

SaltLakeHealth.org

CÓMO USAR las Tiras Reactivas de Fentanilo

Las tiras de prueba de fentanilo son una forma segura y sencilla de analizar sus drogas para detectar fentanilo y ayudar a prevenir una sobredosis.



El fentanilo es un potente opioide falso que se mezcla habitualmente con drogas como la heroína y la cocaína.

El kit de prueba incluye:

Cucharada/Mezclador



Estufa



Gotero de Agua



Tira Reactiva

1 | Prepare la muestra de droga:

Prueba de polvo o pastillas:



Para pastillas, triture un trozo para la prueba.



Agregue el polvo o la pastilla triturada.



Agregue unas 10 gotas de agua.




Mezcle bien.

Prueba de residuos:




Agregue aproximadamente 10 gotas de agua a la olla después de extraer la mezcla y revuelva bien.

2 | Análisis de la muestra de droga:



No deje que el agua pase las líneas onduladas.

Sumerja la tira reactiva en agua y manténgala así durante 15 segundos.



Retire la tira reactiva y espere de 1 a 5 minutos hasta que vea una o dos líneas.

3 | Leyendo los resultados:




Una línea roja: hay fentanilo



Dos líneas rojas: no hay fentanilo

Si hay fentanilo:

- Tenga naloxona
- Lleve a alguien con usted y túrnense para hacer las pruebas
- Vaya despacio, use menos



SALT LAKE COUNTY
HEALTH DEPARTMENT

SaltLakeHealth.org

طريقة استخدام شرائط اختبار الفنتانيل

شرائط اختبار الفنتانيل وسيلة آمنة وسهلة للكشف عن وجود الفنتانيل في الأدوية المخدرة، مما يساعد على الوقاية من الجرعة الزائدة.


تتضمن مجموعة الاختبار:



الفنتانيل هو مادة أفيونية صناعية شديدة التأثير تضاف غالبًا إلى الأدوية المخدرة، مثل الهيروين والكوكايين.

1 | تحضير عينة الدواء:

اختبار المسحوق أو الحبوب:



أضف حوالي 10 قطرات من الماء في وعاء بعد سحب الجرعة، ثم حرّك جيدًا.



حرّك جيدًا.



أضف حوالي 10 قطرات من الماء.



أضف المسحوق أو الحبوب المسحوقة.




بالنسبة للحبوب، اسحق قطعة لاختبارها.

3 | قراءة النتائج:



إذا كان يحتوي على الفنتانيل:


- أخضر نالوكسون
- اصطحب شخصًا معك وتناوبا على إجراء جرعات اختبارية
- تمهّل واستخدم كميات أقل




SALT LAKE COUNTY
HEALTH DEPARTMENT

SaltLakeHealth.org

2 | اختبار عينة الدواء:



أخرج شريط الاختبار وانتظر من 1 إلى 5 دقائق حتى ترى خد واحد أو خطين على شريط الاختبار.



لا تدع الماء يتجاوز الخطوط المتموجة.

اغمس شريط الاختبار في الماء لمدة 15 ثانية.

SIDA LOO ISTICMAALO

Istiribyada Tijaabada Fentanyl

Istiribyada tijaabada fentanyl waa hab badbaado ah oo fudud oo looga tijaabiyo daroogada fentanyl si gacan looga gaysto kahortagga isticmaalka xad-dhaafka ah.



Fentanyl waa opioid beenabuur ah oo si joogto ah loogu daro daroogada sida heroin iyo cocaine.

Qalabka Tijaabada waxaa ka Mid ah:

Qaaddo/Laaqe



Kuukar




Biyo-Dhibciye



Istiribka Tijaabada

1 | Diyaari muunad daroogo:

Tijaabinta budada ama kiniiniga:



Kiniinada, burburi si loo tijaabiyo.



Ku dar budada ama kiniinka la burburiyay.




Ku dar qiyaastii 10 dhibcood oo biyo ah.




Si fican u laaq.

Haraaga tijaabinta:




Ku dar qiyaastii 10 dhibcood oo biyo ah kuukarkaaga ka dib ibradda ku qaado oo si fican u laaq.

2 | Diyaari muunad daroogo:



Yeyna biyuhu dhaafin khadadka mawjadda u eg.

Muquur istiribka tijaabada biyo oo ku hay 15 ilbiriqsi.



Ka soo saar istiribka tijaabada oo sug 1-5 daqiiqo ilaa aad ka arkayso hal ama laba khad istiribka tijaabada.

3 | Aqrinta natiijada:




Hal khad oo cas: waxaa jira fentanyl



Laba khad oo cas: ma jirto fentanyl

Haddii ay jirto fentanyl:

- Hayso naloxone
- Cidi ha kula joogto oo kolba midkiin ha sameeyo duritaanada tijaabada
- Si tartiib ah u soco, isticmaal in ka yar



SALT LAKE COUNTY
HEALTH DEPARTMENT

SaltLakeHealth.org

JINSI YA KUTUMIA

Vipande vya Kipimo cha Fentanyl

Vipande vya kipimo cha Fentanyl ni njia salama na rahisi ya kupima dawa zako kwa fentanyl ili kusaidia kuzuia kuzidisha dawa kupita kiasi.



Fentanyl ni dawa bandia ya afyuni yenye nguvu ambayo huongezwa mara kwa mara kwenye dawa kama vile heroini na kokeini.

Zana ya Kipimo Inajumuisha:

Kijiko/Kikoroga



Kifaa cha Kupasha Moto



Kidondosha Maji



Kipande cha Kipimo

1 | Andaa sampuli ya dawa:

Kupima ungaunga au tembe:



Kwa tembe, pondaponda kipande kimoja ili kupima.



Ongeza ungaunga au tembe iliyopondwa.




Ongeza karibu matone 10 ya maji.




Koroga vizuri.

Kupima mabaki:



Ongeza karibu matone 10 ya maji kwenye kifaa chako cha kupasha moto baada ya kuvuta sampuli na ukoroge vizuri.

2 | Sampuli ya dawa ya kipimo:



Usiruhusu maji kupita mistari ya mawimbi.

Ingiza kipande cha kipimo ndani ya maji na ushikilie kwa sekunde 15.



Toa kipande cha kipimo na usubiri dakika 1 hadi 5 hadi uone mstari mmoja au miwili kwenye kipande cha kipimo.

3 | Kusoma matokeo:




Mstari mmoja mwekundu: kuna fentanyl



Mistari miwili nyekundu: hakuna fentanyl

Ikiwa kuna fentanyl:

- Tumia dawa ya naloxone
- Kuwa na mtu pamoja nawe na mchukue zamu kufanya vipimo vya sampuli
- Usitumie haraka na utumie kidogo



SALT LAKE COUNTY
HEALTH DEPARTMENT

SaltLakeHealth.org