


HOW TO USE Xylazine Test Strips

Xylazine (or “tranq”) is an animal tranquilizer sometimes added to drugs that can cause overdose or severe sores on the body.




These test strips help check for xylazine in powders and liquids. They do not test for drug safety or purity.


1 | Prepare drug sample:



Measure a small amount of substance. Add it to the cooker.



Add about 10 drops of water.




Stir substance and water together.


2 | Test drug sample:



Open the test strip pouch.



Dip the strip into the liquid for 10-15 seconds.



Lay the strip flat and wait about 60 seconds for the results.

3 | Reading the results:



One red line: Positive (Xylazine detected)



Two red lines: Negative (Xylazine not detected)

Important Warnings:

- A negative result does not guarantee the substance is safe.
- These strips are not for cocaine testing – they can give false positives due to common additives.

CÓMO USAR Tiras Reactivas de Xilazina

La xilazina (o "tranq") es un tranquilizante para animales que a veces se añade a los medicamentos y que puede causar sobredosis o graves heridas en el cuerpo.




Estas tiras reactivas ayudan a detectar la presencia de xilazina en polvos y líquidos. No evalúan la seguridad ni la pureza del producto.

1 | Prepare la muestra de droga:



Mida una pequeña cantidad de sustancia. Agréguela a la olla.



Agregue unas 10 gotas de agua.




Mezcle la sustancia con el agua.

2 | Análisis de la muestra de droga:




Abra la bolsa de la tira reactiva.



No deje que el agua pase las líneas onduladas.

Sumerja la tira en el líquido por 10 a 15 segundos.



Extienda la tira en posición horizontal y espere unos 60 segundos para obtener los resultados.

3 | Leyendo los resultados:



Una línea roja: Positivo (Xilazina detectada)



Dos líneas rojas: Negativo (Xilazina no detectada)

Advertencias importantes:

- Un resultado negativo no garantiza que la sustancia sea segura.
- Estas tiras no son para la prueba de cocaína – pueden dar falsos positivos debido a aditivos comunes.



SaltLakeHealth.org

Spanish



طريقة استخدام شرائط اختبار الزيلازين

تساعد شرائط الاختبار هذه في الكشف
عن وجود الزيلازين في المساحيق
والسوائل. لا تختبر هذه الشرائط سلامة
الأدوية أو نقائها.

الزيلازين المعروف أيضًا باسم ترانك هو مهدئ يبطري يضاف أحيانًا إلى الأدوية
المخدرة وقد يسبب جرعة زائدة أو تفرجات شديدة في الجسم.

1 تحضير عينة الدواء:



حرّك المادة والماء معا.




أضف حوالي 10 قطرات من الماء.



جهز كمية صغيرة من
المادة. أضفها إلى الوعاء.

2 اختبار عينة الدواء:



ضع الشريط بشكل مستو وانتظر
حوالي 60 ثانية للحصول على النتائج.



لا تدع الماء يتجاوز
الخطوط المتموجة.

اغمس الشريط في السائل
لمدة 10-15 ثانية.



افتح كيس شريط الاختبار.

3 قراءة النتائج:

تحذيرات مهمة:

- النتيجة السلبية لا تضمن أن المادة آمنة.
- لا تصلح هذه الشرائط لاختبار الكوكايين - فقد تعطي نتائج إيجابية خاطئة بسبب الإضافات الشائعة.



خط أحمر واحد: إيجابي (تم اكتشاف الزيلازين)



خطان أحمران: سلبي (لم يتم اكتشاف الزيلازين)

SIDA LOO ISTICMAALO

Istiribyada Tijaabada Xylazine




Xylazine (ama "tranq") waa xayawaan suuxiye oo mararka qaarkood lagu daro daroogada keeni kara isticmaal xad-dhaaf ah ama nabarro daran oo jirka ah.

Istiribyadan tijaabadu waxay caawiyaan hubinta xylazine ee budada iyo dareeraha. Lagama tijaabin badbaadada ama saafnada daroogada.

1 | Diyaari muunad daroogo:



Cabbir xaddi yar oo ah walaxda. Ku dar kuukarka.



Ku dar qiyaastii 10 dhibcood oo biyo ah.




Isku laaq walaxda iyo biyo.

2 | Diyaari muunad daroogo:




Fur kiishka istiribka tijaabada.



Yeyna biyuhu dhaafin khadadka mawjadda u eg.

Muquur istiribka dareere muddo 10-15 ilbiriqsi ah.



Si fidsan u dhig istiribka oo sug qiyaastii 60 ilbiriqsi natiijada.

3 | Aqrinta natiijada:



Hal khad cas ah: Jira (Xylazine la ogaaday)



Laba khad oo cas: Jirin (Xylazine aan la ogaan)

Digniino Muhiim ah:

- Natiijada jiritaan la'aantu ma dammaanad qaadeyso in walaxdu tahay mid badbaado ah.
- Istiribyadan maahan kuwa lagu tijaabiyo cocaine - waxay ku siin karaan jiritaan been ah taasoo ay sabab u tahay waxyaalaha lagu daro ee caamka ah.

JINSI YA KUTUMIA

Vipande vya Kipimo cha Xylazine

Xylazine (au "tranq") ni dawa ya kitulizo ya wanyama ambayo wakati mwingine huongezwa kwenye dawa na inayoweza kusababisha kuzidisha kiasi cha dawa au vidonda vikali kwenye mwili.



Vipande hivi vya kipimo husaidia kuchunguza xylazine katika ungaunga na vimiminiko. Havipimi usalama au usafi wa dawa.

1 | Andaa sampuli ya dawa:



Pima kiasi kidogo cha dawa. Ongeza kwenye kifaa cha kupasha moto.



Ongeza karibu matone 10 ya maji.




Koroga dawa na maji pamoja.

2 | Sampuli ya dawa ya kipimo:




Fungua kifuko cha kipande cha kipimo.



Usiruhusu maji kupita mistari ya mawimbi.

Ingiza kipande kwenye kimiminiko kwa sekunde 10 hadi 15.



Weka kipande kama kimelala bapa na usubiri karibu sekunde 60 kwa matokeo.

3 | Kusoma matokeo:



Mstari mmoja mwekundu: Chanya (Xylazine imetambuliwa)



Mistari miwili nyekundu: Hasi (Xylazine haijatambuliwa)

Maonyo Muhimu:

- Matokeo hasi sio hakikisho kuwa dawa hii ni salama.
- Vipande hivi si vya kupima kokeini – vinaweza kutoa matokeo chanya yasiyo ya kweli kutokana na dawa za kawaida za uraibu.